

Convergys® SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest

für den akuten COVID-19 Nachweis



Der Convergys® Antigen-Schnelltest ist ein chromatographischer Immunoassay für den qualitativen Nachweis des Nucleocapsid-Proteins von SARS-CoV-2, dem Erreger der COVID-19 Erkrankung. Als Probenmaterial können nasopharyngeale oder nasale Patienten-Abstriche verwendet werden.

Der Test dient der Unterstützung der direkten und akuten COVID-19 Diagnostik. Er ist schnell, kostengünstig und einfach in der Durchführung, und somit eine ideale Ergänzung, wenn Real-time PCR zu langwierig, teuer und aufwendig ist.

Geeignet für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal.



- Schneller Test auf SARS-CoV-2 Antigen innerhalb von 15 Minuten
- Einfach und zeitsparend
- Vollständiges Arbeitsmaterial enthalten, kein weiteres Zubehör notwendig



Spezifikationen

Zeit bis Ergebnis:	15 Minuten
Lagerung:	2-30°C
Haltbarkeit:	24 Monate ab Herstellung
Probenmaterial:	Nasopharyngealer oder Nasaler Abstrich
Relative Sensitivität:	95.03% (95% CI: 90.77%-97.70%)
Relative Spezifität:	99.02% (95% CI: 96.52%-99.88%)
Genauigkeit:	97.15% (95% CI: 94.96%-98.57%)

Kit Inhalt

25 Test Kassetten
25 Sterile Abstrichtupfer
25 Extraktionsröhrchen mit Tropfverschluss
25 Kapseln mit Pufferlösung
Ständer für Probenröhrchen
Gebrauchsanweisung (EN,DE)

Bestellinformation

REF	Artikelbezeichnung
1100-5330	Convergys® COVID-19 Rapid Antigen Test Kit



Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte

BfArM gelistet: AT498/20

Convergent
Technologies



Convergent Technologies GmbH & Co. KG

Ringstr. 14, 35091 Cölbe, Germany

Tel: +49 6421 8869948 | Fax: +49 6421 8869958

Homepage: www.convergent-technologies.de

e-mail: info@convergent-technologies.de